

北京汇龙公司气体发生器产品报价单

产品	型号	主要技术参数	价格(元)	备注
空气发生器	HGA-2L	流量: 2L/min, 压力: 0.5MPa, 无油三级净化	3950	
	HGA-5L	流量: 5L/min, 压力: 0.5MPa, 无油三级净化	5350	
	HGA-2LB	流量: 2L/min, 压力: 0.6MPa, 无油三级净化	4500	
	HGA-5LB	流量: 5L/min, 压力: 0.6MPa, 无油三级净化	5900	
	HGA-30L	流量: 10L/min, 压力: 0.6MPa, 无油三级净化	8600	无机箱
	HGA-30L	流量: 10L/min, 压力: 0.6MPa, 无油三级净化	13500	
氢气发生器	HGH-300E	流量: 300ml/min, 压力: 0.4MPa, 相对含氧量: 99.999%	6600	
	HGH-500E	流量: 500ml/min, 压力: 0.3MPa, 相对含氧量: 99.999%	7900	
	HGH-600E	流量: 600ml/min, 压力: 0.4MPa, 相对含氧量: 99.999%	10800	
	HGH-1000	流量: 1L/min, 压力: 0.4MPa, 相对含氧量: 99.99%	15800	
	HGH-2000	流量: 2L/min, 压力: 0.4MPa, 相对含氧量: 99.99%	31600	
纯水氢气发生器	HGH-300	采用离子膜交换技术。在电解池中选用了美国杜邦公司的离子膜, 采用了铂金属催化技术	8800	
	HGH-500		10800	
氮气发生器	HGN-300E	流量: 300ml/min, 压力: 0.3MPa, 相对含氧量: 99.999%	9900	
	HGN-500E	流量: 500ml/min, 压力: 0.3MPa, 相对含氧量: 99.999%	12800	
	HGN-1000E	流量: 300ml/min, 压力: 0.3MPa, 相对含氧量: 99.99%	25600	
	HGN-2000E	流量: 500ml/min, 压力: 0.3MPa, 相对含氧量: 99.99%	51200	
氮空两气一体机	HNA-300	氮气流量: 300ml/min; 空气 2L/min	13800	
	HNA-500	氮气流量: 500ml/min; 空气 5L/min	17800	
氢空两气一体机	HA-300	氢气流量: 300ml/min; 空气 2L/min	10800	
	HA-500	氢气流量: 500ml/min; 空气 5L/min	13500	
氮氢空三气一体机	HGT-300E	氮气流量: 300ml/min; 氢气流量: 300ml/min; 空气 2L/min	19900	
	HGT-500E	氮气流量: 500ml/min; 氢气流量: 500ml/min; 空气 5L/min	23900	
氧气发生器	HGO-300E		13200	
	HGO-600E		26400	
氢氧发生器	HO-300		26400	
气体净化器	HJ-3L		1260	
自动顶空进样器	HDK-3001		42000	
手动顶空进样器	DJ-2T		25000	